



Felles sentralbord:
4000 7001

SGS Hamar
SGS Stjørdal
SGS Porsgrunn
SGS Rørvik

Bekkeliveien 2
Vinnavegen 38
Dokkvegen 20
Fjordgata 8

2315 Hamar
7512 Stjørdal
3920 Porsgrunn
8900 Rørvik

Ubetjent mottak på Lillehammer (Fakkelgården), Elverum og Levanger

FØLGESKJEMA – bestilling av hygienekontroller med klutsvabring

For komplett analysetilbud ta kontakt eller besøk oss på sgs.com/analytics-no

INNSENDER Navn Adresse Postnr./ Sted Telefon e-Post:						
KONTAKTPERSON						
FAKTURA TIL (e-post)						
KOPI TIL (mot gebyr)						
PRØVEUTTAK	Dato:			Antall prøver:		
PRØVESTED Fylles ut for å angi prøvested i prøverapporten	Prøvested	Salm.	List.		Salm.	List
	1			5		
	2			6		
	3			7		
	4			8		

Priser får en ved henvendelse til laboratoriet. For kunder uten avtale tilkommer et ekspedisjonsgebyr for porto, emballasje og fakturering.

Kundens signatur

Hygieneprovne må sendes tilbake samme dag som de er tatt. Ved bruk av posten må de sendes mandag-torsdag. Provene kan også leveres på laboratoriet mandag-fredag (kl. 08-15).

Bruk et par nye engangshansker for hvert prøvested.

For at resultatet skal være representativt for rengjøringsrutinen, må man vaske/desinfisere som normalt. Hvis det er mulig, bør den som rengjør vite at det blir tatt stikkprøver, men ikke når de blir tatt.

Det finnes 2 typer kluter: tørre og fuktige i sterile poser.

Tørre kluter: brukes på våte overflater; kan evt. fuktet med fortynningsvann før bruk.

Våte kluter: brukes på fuktige overflater.

Brett posen ut – riv/klipp av øverst, over klipsstripen. Åpne posen ved å dra de små flikene på klipsstripen ut. Svabre ønsket område og putt kluten tilbake i posen. Brett posen 2-3 ganger før den stenges med klipsen. Ved bruk av klutsvaber er det en fordel å svabre et større område, helst 1 m x 1 m. Da vil man få et bedre bilde på hygien. Dette er en kvalitativ metode og egner seg spesielt til kontroll mhp Salmonella og Listeria.

Ønsker man analyse av begge, må det tas ut 2 kluter.